

点検簿サンプル

確認日		H24.2.10					
【駆動源】							
1	ACコンセントの接続		○				
2	圧縮酸素供給源		○				
3	圧縮空気供給源		○				
【外観】							
4	外部のへこみ、破損		○				
5	呼吸回路		○				
6	吸気フィルタ		○				
7	呼気フィルタ		○				
【加温加湿器】							
8	加湿チャンバー 水位		○				
9	加湿チャンバー 温度設定		5				
【設定の確認】							
10	電源ON		○				
		設定値					
11	モード	SIMV	SIMV				
12	呼吸回数	12回/分	12				
13	一回換気量	400ml	400				
14	ピークフロー	35L/min	35				
15	プラトー時間	0秒	0				
16	プレッシャーサポート	8cm H2O	8				
17	フロー (トリガー)感度	2	2				
18	PEEP	2cm H2O	2				
19	酸素濃度	40%	40				
【アラームの確認】							
20	回路内圧上限	40cm H2O	40				
21	低一回換気量	100ml	100				
22	低分時換気量	2L/分	2				
【モニタリングの確認】							
23	呼吸回数		12				
24	一回換気量		398				
25	最大気道内圧		25				
26	PEEP		2				
27	ガス漏れアラーム		○				
	確認者		すずき				